



Kereskedelmi és Szolgáltató KFT.

20 éve Együtt az egészségügy jövőjéért!

FUTUREMED Kft. • 2310 SZIGETSZENTMIKLÓS • AKÁCFA
KRT. 17/B

TELEFON/FAX (24) 445-651 • MOBIL (30) 9423 - 551,

E-MAIL: info@futuremed.hu honlap: www.futuremed.hu

ADÓSZÁM 12322187-2-13 • BANK: K&H Bank - 10400195-01909304-00000000

Cg. 13-09-085208 Pest megyei CgB.


Alapítva:1997

ÁRLISTA

COLON (beöntő, feltöltő) katéter és kiegészítők

01.	COLONKATÉTER 5 19mm-es puha műanyag olíva ,v.kékszínű, 170mm hosszú, nyél kemény 2 oldalnyílású, 1 központi nyílású levegő bemenet nélküli, latexmentes	100db	445.-/db
02.	COLONKATÉTER 9 14mm-es puha műanyag hullámos olíva ,rózsaszínű, 170mm hosszú, nyél kemény, 2 oldalnyílású, 1 központi nyílású, levegő bemenet nélküli, latexmentes	100db	megszünt
03.	COLONKATÉTER 3 14mm-es kemény műanyag hullámos olíva ,kékszínű, 170mm hosszú, nyél kemény, 2 oldalnyílású, 1 központi nyílású, levegő bemenet nélküli, latexmentes	100db	490.-/db
04.	COLONKATÉTER 8 22mm-es puha műanyag olíva ,v.zöldszínű, 170mm hosszú, nyél kemény 2 oldalnyílású, 1 központi nyílású ,védőperemmel ellátott levegő bemenet nélküli, latexmentes	100db	megszünt
05.	COLONKATÉTER 0 Toldat trochoskopiahoz 2 oldalnyílású, 1 központi nyílású, levegő bemenet nélküli, latexmentes, polietilén	100db	megszünt
06.	COLONKATÉTER 6 19mm-es puha műanyag olíva ,v.kékszínű, 170mm hosszú, nyél kemény 2 oldalnyílású, 1 központi nyílású levegő bemenet tömlővel és tömlőszorítóval, latexmentes	100db	megszünt
07.	COLONKATÉTER 7 14mm-es puha műanyag hullámos olíva ,rózsaszínű, 170mm hosszú, nyél kemény, 2 oldalnyílású, 1 központi nyílású levegő bemenet tömlővel és tömlőszorítóval, latexmentes	100db	megszünt
08.	COLONKATÉTER 4 22mm-es puha műanyag olíva ,v.zöldszínű, 170mm hosszú, nyél kemény 2 oldalnyílású, 1 központi nyílású ,védőperemmel ellátott levegő bemenet tömlővel és tömlőszorítóval , latexmentes	100db	megszünt
09.	Ballonos végbélcső Szilikon ballonnal és levegő felfújási lehetőséggel 2 oldalnyílású, 1 központi nyílású, nem steril	100db	2050.-/db

10.	Y összekötőcső Tömlőszorítóval, két kontrasztanyag zsákhoz	200db	590.-/db
11.	Zártrendszerű irrigáló, beöntő szett 2l-es zsák 1,8 m vezetékkel, tömlőszorítóval, ballonos (50ml) colon puha csúcsú katéterrel (134mm-es) 2 oldalnyílású, 1 központi nyílású levegő bemenet tömlővel és tömlőszorítóval, latexmentes LL 50ml fecskendővel szerelt , steril Kontrasztanyag feltöltés, gyomor, colon mosáshoz	10db	4300.-/db




01.



02.




03.



04.




05.




06.



07.



08.



09.



10.



11.

A megadott árak a 27% ÁFA-t nem tartalmazzák

Csak a megadott darabszám megrendelésére vonatkozik a darabár.

Ha éves megrendelésük a megadott darabszámoknál több, akkor a részszállítást és számlázást a fenti áron biztosítjuk. Csomagbontás /legkisebb 10db/ csak a Colon 5 típus esetére lehetséges 10 % felárral.

Szállítás: 1-5 hét, a típustól függően

Az ár érvényes: 2017.03.31 –ig és 312Ft/euro árfolyamig.